



TECHNISCHES DATENBLATT

# RIT-8804

SERIE JUPITER KOMPAKT

MANUELLE TRAGENSYSTEME



Aluminium



280 kg



CERTIFIED  
10G


- ▷ 7-fach höhenverstellbar mit automatischer Rasterfunktion
- ▷ 4 drehbare Laufräder, zwei mit Feststellbremse hinten
- ▷ Fahrgestellfüße durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- ▷ Automatisches Aufklappen der Fahrgestellfüße beim Ausfahren aus dem Fahrzeug

### MTR-120:


- ▷ 4 Laufräder Durchmesser 100mm
- ▷ 4 ausziehbare Handgriffe
- ▷ 2 zusätzliche seitlich ausziehbare Handgriffe
- ▷ 2 längs abklappbare Armlehnen
- ▷ 1 Fußstütze mit feuerabweisendem Polyurethan Überzug
- ▷ Satz Rückhaltegurte
- ▷ Infusionsflaschenhalter ausziehbar und abklappbar
- ▷ Stufenlos regulierbares Rückenteil mit Gasdruckdämpfer
- ▷ Schocklagerung und Bauchdeckenentlastung

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	TG-8802	TG-8804
<b>H</b> Höhe (mm)	1045	1045
<b>HC</b> Höhe vom Boden zum Führungsrads (mm)	720	720
<b>W</b> Breite (mm)	575	575
<b>L</b> Minimale / maximale Länge (mm)	1970/2269	1970/2269
Gewicht (kg)	34,9	36,9



	MTR-120
<b>H</b> Höhe (mm)	150
<b>W</b> Breite (mm)	570
<b>L</b> Minimale / maximale Länge (mm)	1962
Gewicht (kg)	20,9



### PASSENDE PRODUKTE



R-450N



R-800L